

パルスオキシメーターの使い方



血液中にどのくらい酸素が取り込まれているか分かる機器で、通常96～99%程度とされています。

酸素飽和度 (SpO₂) が、

95%以下の場合または息苦しさを感じた場合は

中丹西保健所 (0773-22-6381) までご連絡ください。

測定前の注意

指先が冷たかったり、マニキュアが塗ってあると正確に測定できません。

測定しましょう

右手のひとさし指をしっかりと奥まで差し込んで、30秒程度安静にしてください。

記録しましょう

画面に表示されたSpO₂、脈拍の数字をメモしてください。

装着している間、数字は変動します。指を外すと自動的に電源がオフになります。

酸素飽和度 (SpO₂) 脈拍 (PR)



表示パターン

* 矢印はSpO₂



普段はモード1が表示されます。

ボタンを押すと、モードの順番に表示が変わります。

このボタンで変わります！

療養終了後は必ず中丹西保健所まで返却をお願いします